

PRELEVEMENT LIQUIDE BRONCHO-ALVEOLAIRE (LBA ou MINI LBA)

1

Recommandations



URGENT

-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

-Transport rapide au laboratoire

2

Renseignements



- Date/Heure
- Anti-Infectieux**
- Pathologies associées** : immunodépression
- Signes cliniques**:
- Préciser les **recherches spécifiques**:
BK, Actinomyces, Nocardia, Aspergillus, Legionelle, Virus, Pneumocystis...

3

Hygiène



- Lavage des mains
- Friction Hydroalcoolique
- Port de gant

4

Prélèvement



- Prélèvement réalisé sous fibroscopie
- Blocage du broncho-fibroscope dans une bronche de 3^{ème} ou 4^{ème} génération
- **LBA** : Instillation de 50 à 200ml de sérum physiologique réchauffé à 37°C en 4 à 6 fois
- **Mini-LBA** : Idem mais 20 à 25ml de Sérum physiologique
- Recueil de 20 à 60% de la quantité injectée dans des flacons stériles
- La première fraction aliquote représente la **fraction bronchique**
- La deuxième fraction aliquote représente la **fraction alvéolaire**
- **L'analyse de la fraction alvéolaire doit être privilégiée**



5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le : ____/____/____	Sexe ☐ M ☐ F

6

Transmission

< 2H

