

Service demandeur :

Date de la demande :

TYPE	NOM	CONDITIONNEMENT	Quantité
TUBES	Tubes jaunes avec séparateur (SEC)	1 plateau de 100	
	Tubes violets (EDTA)	1 plateau de 100	
	Tubes gris (FLUORE Glycémie)	1 plateau de 100	
	Tubes Bleu (CITRATE)	1 plateau de 100	
TRANSPORT SANG	Sachets transparents	1 carton de 1000	
	Sachets rouge « prélèvement urgent »	Par 100	
AIGUILLES	Épicrâniennes bleues	1 boîte de 50	
	Épicrâniennes vertes	1 boîte de 50	
	Aiguilles à éclipses noires	1 boîte de 50	
	Aiguilles signal retour veineux	1 boîte de 50	
	Luer (adaptateur bleu)	1 boîte de 50	
HEMOCULTURES	Flacon d'hémocultures anaérobie (orange)	A l'unité	
	Flacon d'hémocultures aérobie (vert)	A l'unité	
	Corps de pompe hémoculture	A l'unité	
CORPS DE POMPE	Pronto automatique (réutilisable)	1 boîte de 20	
	Usage unique	1 sachet 250	
ECBU	Pots ECBU à percuter	1 sachet	
	Tubes Verts (BORATE)	1 plateau de 100	
	Tubes Beige (SANS ADDITIF)	1 plateau de 100	
	Lingette ECBU	1 boîte de 100	
URINES	Pots Addis	A l'unité	
	Pots 24h	A l'unité	
FLACONS	Flacon stérile bouchon bleu	A l'unité	
	Pots coproculture	A l'unité	
ECOUVILLONS	Écouvillons eswab rose	1 sachet de 50	
	Écouvillons eswab orange	1 sachet de 20	
COVID	Écouvillon PCR + Tubes Covid VST	A l'unité	
TUBES SPECIAUX	Tubes Sec rouges sans gel	A l'unité	
	Tubes Vert Foncé (Lithium hép sans gel)	A l'unité	
	Tubes EDTA rose Aprotinine	A l'unité	
	Tubes Bleu foncé Héparinate de Sodium	A l'unité	
	Tubes pédiatriques EDTA	A l'unité	
	Tubes pédiatriques Citraté	A l'unité	
	Tubes de purgé	1 plateau de 100	

AUTRES DEMANDES :

Adresse mail pour les commandes : cbm-magasin-quint@inovie.fr

Service demandeur :

Date de la demande :

TYPE	NOM	CONDITIONNEMENT	Quantité
TUBES	Tubes jaunes avec séparateur (SEC)	1 plateau de 100	
	Tubes violets (EDTA)	1 plateau de 100	
	Tubes gris (FLUORE Glycémie)	1 plateau de 100	
	Tubes Bleu (CITRATE)	1 plateau de 100	
TRANSPORT SANG	Sachets transparents	1 carton de 1000	
	Sachets rouge « prélèvement urgent »	Par 100	
AIGUILLES	Épicrâniennes bleues	1 boîte de 50	
	Épicrâniennes vertes	1 boîte de 50	
	Aiguilles à éclipses noires	1 boîte de 50	
	Aiguilles signal retour veineux	1 boîte de 50	
	Luer (adaptateur bleu)	1 boîte de 50	
HEMOCULTURES	Flacon d'hémocultures anaérobie (orange)	A l'unité	
	Flacon d'hémocultures aérobie (vert)	A l'unité	
	Corps de pompe hémoculture	A l'unité	
CORPS DE POMPE	Pronto automatique (réutilisable)	1 boîte de 20	
	Usage unique	1 sachet 250	
ECBU	Pots ECBU à percuter	1 sachet	
	Tubes Verts (BORATE)	1 plateau de 100	
	Tubes Beige (SANS ADDITIF)	1 plateau de 100	
	Lingette ECBU	1 boîte de 100	
URINES	Pots Addis	A l'unité	
	Pots 24h	A l'unité	
FLACONS	Flacon stérile bouchon bleu	A l'unité	
	Pots coproculture	A l'unité	
ECOUVILLONS	Écouvillons eswab rose	1 sachet de 50	
	Écouvillons eswab orange	1 sachet de 20	
COVID	Écouvillon PCR + Tubes Covid VST	A l'unité	
TUBES SPECIAUX	Tubes Sec rouges sans gel	A l'unité	
	Tubes Vert Foncé (Lithium hép sans gel)	A l'unité	
	Tubes EDTA rose Aprotinine	A l'unité	
	Tubes Bleu foncé Héparinate de Sodium	A l'unité	
	Tubes pédiatriques EDTA	A l'unité	
	Tubes pédiatriques Citraté	A l'unité	
	Tubes de purgé	1 plateau de 100	

AUTRES DEMANDES :

Adresse mail pour les commandes : cbm-magasin-tassigny@inovie.fr