



## I. Objet et domaine d'application

Ce mode opératoire a pour but de détailler le déroulement d'un prélèvement salivaire dans le contexte de dépistage du Covid-19.

## II. Responsabilités

Le laboratoire fournit les consignes de réalisation d'un prélèvement salivaire afin de garantir sa bonne exécution.

## III. Description de l'activité

# 1

**REEMPLIR** le questionnaire de renseignement fourni

S'IL MANQUE DES INFORMATIONS, L'EXAMEN SE SERA PAS TRAITÉ

# 2

**RESPECTER** les consignes suivantes

### 30 minutes avant le prélèvement :

- ne pas manger, ne pas mâcher de chewing-gum
- ne pas se brosser les dents, ne pas se rincer la bouche,
- ne pas tumer




# 3

**REALISER** le prélèvement

**A - Identifier** le tube : noter sur l'étiquette Nom / Prénom / Date de Naissance.

**B- Préparer le dispositif Tube + Entonnoir**



**C- Procéder**

au recueil de sa

La bouche doit être au-dessus de l'entonnoir. Plaquer votre langue sur le palais inférieur de manière à saliver. Recueillir **environ 1 mL de salive** dans le tube (faire un trait 1cm au-dessus du niveau du tampon)



**VOLUME A RECUEILLIR =  
1ML**

**D- Retirer l'entonnoir et le jeter à la poubelle. BIEN FERMER LE TUBE avec le bouchon**

# 4

**ACHEMINER** le prélèvement rapidement au laboratoire

Placer le tube dans le sachet du laboratoire et la fiche de renseignement dûment complétée dans la poche externe.

## IV. Classement et archivage

La procédure pr-G-H/002 « Classement et archivage » décrit les principes de gestion et d'archivage des enregistrements et de tous les documents produits par le laboratoire (minimum 24 mois).